



HUB-Ulm/Neu-Ulm · www.mvv-ulm.org · E-Mail: info@mvv-ulm.org
 Dachverband: www.makervsvirus.org

Liebe Hilfskraft,
 in diesem Paket erhältst du den 3D-
 gedruckten Gesichtsschirm „PRUSA“.
 Dieses wurde speziell für Dich hergestellt,
 damit Du dich selbst etwas schützen kannst.

Zusammenbau:

Die Löcher der Visiere werden einfach über
 die Pins der Halterung geklippt.

Material:

PETG (PET) - nicht erhitzen über 60 °C



Best Practices für die Desinfektion von 3D-gedruckten medizinischen Verbrauchsmaterialien.

	Ammonia	Chlorine bleach	Ethyl Alcohol	Formaldehyde	Hydrogen Peroxide	Iodophores	Isopropyl alcohol	Paracetic acid	Phenolics	Autoclave	Dry Heat	Ethylene Oxide (ETO)	Gamma Irradiation	Electron Beam	UV-C
ABS	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
PLA	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Vinyl	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
PET	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
TPU	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Nylon 6	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
PPE	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
HIPS	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
PEI	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

■ Best option
 ■ Proceed with caution
 ■ Do not use
 ■ No Information



Bitte unbedingt beachten

NICHT steril!
 NICHT desinfiziert!
 KEINE Haftung!
 KEINE Gewährleistung!
Vor Verwendung desinfizieren!

Verpackungsdatum

